

Informācija par produktu

Instrumentu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis

schülke



Rotasept® ir lietošanai gatavs līdzeklis rotējošo instrumentu dezinficēšanai un tīrīšanai


rotasept®

Mūsu plusi:

- saīsināts ekspozīcijas laiks lietošanai ultraskaņas vannās
- novērš koroziju
- nesatur aldehīdus
- virucīds

Pielietošana

Paredzēts urbju, boru, dimanta griežņu un citu smalko rotējošo instrumentu dezinficēšanai un tīrīšanai. Pateicoties tā lieliskajai materiālu savietojamībai un visaptverošu efektivitāti, rotasept® nodrošina visas svarīgas produkta īpašības rotējošo instrumentu

apstrādes procesā. [ 0297]

Padomi lietošanai

Ielejiet neatšķaidītu rotasept® šķīdumu boru vanniņā. Iegremdējiet visus rotējošos instrumentus šķīdumā uzreiz pēc lietošanas, lai novērstu netīrumu izžāvēšanu uz virsmas. Vienlaicīga tīrīšana un dezinfekcija ir garantēta.

Nejaukt ar tīrīšanas līdzekļiem.

Lai izvairītos no rūsas veidošanās, nav nepieciešams skalot instrumentus ar ūdeni pēc izņemšanas no rotasept® šķīduma. Izmantojiet pinceti, lai nogādātu tos uz celulozes auduma un atstājiet nožūt.

Ja nepieciešams notīriet noturīgus netīrumus un atkārtojiet dezinfekcijas procesu. Iegremdēšanas laiks: 30 minūtes. Jāuzmanās no ilgākas dezinfekcijas. Dezinfekcijas šķīdumu ir jāmaina katru dienu. Saīsināts ekspozīcijas laiks lietošanai ultraskaņas vannās: 15 min.

Ja ir nepieciešams veikt bora sterilizāciju, rotasept® šķīdumu ir jānoskalo un instrumentu jāizžāvē.

Materiālu savietojamība

Rotasept® šķīdumā nedrīkst iemērt pret sārmiem un alkoholu jutīgas plastmasas priekšmetus, alumīnija detaļas un instrumentus, kas ir izgatavoti no sintētiskās sveķu līmes. Šādiem instrumentiem ir ieteikts lietot gigasept® instru AF šķīdumu.

Mikrobioloģiskā efektivitāte

· Baktericīds (tai skaitā Tb/M.terrae) · fungicīds (C.albicans) · virucīds (tai skaitā HIV, HBV, HCV, Polyoma SV 40, adeno- un poliovīrusi)

Darba koncentrācijas/Ekspozīcijas laiks

DGHM/VAH sertifikāts, baktērijas (t.sk. Tb/M.terrae) un sēnītes (C.albicans)	Neatšķaidīts 30 min.
Baktericīds (t.sk. Tb/M.Tuberculosis), sēnītes (C.albicans) ultraskaņas vannās	Neatšķaidīts 15 min.
Virucīds (t.sk. HIV, HBV, HCV, Polyoma SV 40, adeno- un poliovīrusi)	Neatšķaidīts 15 min.

Informācija par produktu

Sastāvs:

100g produkta satur: 1,6g kālija hidroksīds, 10g propan-2-ols, 0,1g 2-etilheksanols.

Citas sastāvdaļas: (marķējums atbilstoši Regulai No.648/2004/EK): <5% nejonu virsmaktīvās vielas

Kīmiskie/fizikālie dati

Izskats:	dzidrs, bezkrāsains šķīdums
pH:	ap 13,7
Termiskā stabilitāte	no -5 °C līdz +40 °C

Markējums atbilstoši ES Direktīvām

Xi: Kairinošs
R36/38: Kairina acis un ādu
S26: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību

Īpaši norādījumi

- Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C.
- Nelietot produktu pēc derīguma termiņa beigām.

Iepakojumu veidi

Tilpums	Iepakojums	Kat. nr.
2L pudele	5 x 2L	104 741
5L pudele	1 x 5L	104 742

Aksesuāri/Dozēšanas palīgīdzekļi

	Kat. nr.
Dozators 2L pudelei (deva 20ml)	183 401
Izteces krāns 5L kannai	135 501
Palīgierīce 5L kannas atvēršanai	135 810
Dozators 5L kannai (deva 20ml)	117 101
Boru vanniņa	144 030

Vides informācija

Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, uzlabotā, drošā un videi draudzīgā ražošanas procesa ceļā, tajā pašā laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.

Ekspertu viedokļi un pārēja informācija

Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un pārskatus par rotasept® : www.schuelke.lv

Jūsu jautājumiem:

Klientu apkalpošanas centrs
Tāl. 67795240
E-pasts: schuelke@interlux.lv
Web: www.schuelke.lv



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60
office@schuelke.at

Interlux, SIA
"Jaunbūmaņi", 2.korp.
Dreilīni, Stopiņu nov., LV2130
Tāl. +371 67795240
Fakss +371 67795240
schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv