

## PRESOTERAPIJA - LIMFODRENĀŽAS APARĀTS (HY-D018)



Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

### 1. LIETOŠANAS BRĪDINĀJUMI

- Aizliegts lietot bojātu ierīci. Pirms lietošanas jāpārlicinās, ka ierīce un ierīces barošanas vads nav bojāti.
- Ja barošanas vads ir bojāts, ir jāveic tā maiņa, to drīkst veikt ražotājs, ražotāja autorizētais apkalpošanas speciālists vai cita attiecīgi kvalificēta persona.
- Aizliegts atstāt strādājošu ierīci bez uzraudzības.
- Pirms apkalpošanas, tīrīšanas un citām līdzīgām darbībām ierīce ir jāatslēdz no barošanas tīkla un jāgaida, kamēr tā atdzīsis.
- Ierīci aizliegts aiztikt ar mitrām rokām/priekšmetiem u.tml., kā arī žāvēt uz tās mitras rokas/priekšmetus u.tml.
- Ierīci var lietot bērni sākot no 8. gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām vai mentālām spējām vai zināšanas vai pieredzes trūkuma gadījumos ja viņi atrodas zem cilvēka uzraudzības, kurš ir atbildīgs par viņu drošību vai viņi bija apmacīti drošai ierīces lietošanai un saprot iespējamās draudus un bīstamību. Bērniem nav pieļauts spēlēt ar ierīci.
- Pirms aparāta lietošanas obligāti jāsaņem speciālista konsultācija.
- Ierīce nav piemērota cilvēkiem, kuriem ir:
  - infekcijas slimības, akūtās slimības, sirds slimības, hipertenzija, cerebrālais infarkts, hemorāģiskas slimības vai traumas, kā arī citi smagi gadījumi;
  - sievietēm, kas ir stāvoklī;
  - sievietēm menstruācijas laikā nedrīkst izmantot ierīces kuņģa apvidus daļu.
- Ierīce ir piemērota:
  - cilvēkiem, kuri vēlas zaudēt svaru (tā palīdz zaudēt svaru, bet nevar zaudēt daudz svara tikai un vienīgi ar ierīces palīdzību);
  - cilvēkiem, kuri vēlas saglabāt/atgūt slaidumu pēc dzemdībām;
  - cilvēki, kuri cieš no aizcietējumiem vai, kuriem ir lēna limfas cirkulācija, jo parasti līdz ar šiem procesiem rodas pumpas un pigmenta traipi.

### 2. IERĪCES APRAKSTS

Šis skaistumkopšanas instruments, kas apvieno sevī detoksikācijas, dekompresijas un notievēšanas funkcijas, ir mūsdienu skaistumkopšanas salonu neatņemama sastāvdaļa.

Instrumentu sastāv no 5 daļām, kopumā ir 18 gaisa izvadi, visi ir izvietoti simetriski labajā un kreisajā pusē, 1 – ir vidukļa apvidū, 1 – kuņģa apvidū. Visas gaisa plūsmas var iedarboties uz apvidu, kur nepieciešams notievēt.

Ierīces funkcionalitāte:

- detoksifikācija
- auguma veidošana
- notievēšana
- limfodrenāža
- dekompresija un ķermeņa relaksācija
- ādas stāvokļa uzlabošana

Šī iekārta palīdzēs relaksēties un zaudēt svaru vienlaicīgi veidojot augumu. Regulāra gaisa kustība veicina urinēšanu, defekāciju un limfas cirkulāciju, uzlabo asinsriti. Iekārtas darbība veicina organisma attīrīšanu, kā arī uzlabo ādas izskatu.

### 3. LIETOŠANA

- 3.1. Pārlicināties, ka ierīce un barošanas vads nav bojāti. Pieslēdziet ierīci pie barošanas avota.
- 3.2. Ierīces ieslēgšanai nospiediet pogu "Power".
- 3.3. Uz displeja iedegsies un parādīsies režīms un laiks, kuri parādīs kontroliera situāciju un noklusējuma laiku (parasti 30 min), lietotājs var pielāgot nepieciešamo darbības laiku caur laika vadības pogu (Time control button).
- 3.4. Ir divi darba režīmi: automātiskais un manuālais: Automātiskais režīms darbojas pēc noklusējuma un dozēs gaisu 6 virzienos, pēc pogas "select" nospiešanas var izvēlēties režīmu no 1 līdz 6. Pēc "Select" nospiešanas sāks darboties manuālais režīms, kura laikā var izvēlēties dažādus režīmus, izvēloties gan vienu pozīciju, gan vienlaicīgi vairākas.
- 3.5. Lietotājs var pielāgot spiedienu ar pogu palīdzību L - liels (large), M – vidējs (middle) vai S – mazs (small). Pēc noklusējuma ir iestatīts L.
- 3.6. Pēc iestatījumu ievadīšanas jānospiež "Start/Pause" poga, tad ierīce sāks darboties ar jauniem iestatījumiem. Ja nepieciešams to apturēt, atkal jānospiež poga "Start/Pause".

### 4. LAIKA KONTROLE:

- liekais svars – izvēlaties automātisko režīmu 1, ieteicamais laiks 60min.
- vidējais tauku līmenis – izvēlaties automātisko režīmu 1 un 2, kopējais ieteicamais laiks 30-45 min.
- neliels tauku līmenis – izvēlaties automātisko režīmu 1 pēc tam manuālo režīmu, ieteicamais laiks- 20min automātiskais un 15min manuālais.
- slaiduma uzturēšana – izvēlaties automātisko režīmu jebkuru no 1 līdz 6 (saglabājat 1 veidu, vai mainiet), ieteicamais laiks 20-30min.
- limfodrenāža – izvēlaties automātisko režīmu 3, ieteicamais laiks 20-35min.

## 5. TEHNISKIE PARAMETRI

Darbības spriegums: 220 V  
Darbības frekvence: 50 Hz  
Darbības jauda: 60 W  
Nominālā strāva: 0,5 A

## 6. UTILIZĀCIJA

Elektroierīci nedrīkst izmantot kopā ar sadzīves atkritumiem. Nodot elektroierīci izmantotājam, kuram nodarbojas ar elektroierīču izmantotību.

## 7. GARANTĪJA

- Šī garantija ir spēkā 6 mēnešus no pirkuma brīža kas norādīts garantijas sertifikātā un pirkuma čekā. Šajā laikā uzņēmums apņemas bez maksas novērst ierīces trūkumus vai samainīt daļas, kas rada darbības trūkumus.
- Garantija neattiecas: A – trūkumi ir izraisīti nepareizas lietošanas vai apkopes rezultātā, vai, ja materiālam ir parasts nodilums lietošanas rezultātā. B - ierīci sabojāja personas, kurām nav tiesību veikt remontu C – bojājumi radušies transportēšanas rezultātā, vai ierīce ir nejauši saplēsta.
- Atbildību vai nomaiņu, ko sedz garantija, veic tikai ražotājs vai pārdevējs, visas transporta izmaksas sedz pircējs.
- Bojājumu gadījumā, ierīcei pievienojiet pareizi aizpildītu garantijas sertifikātu un pirkuma čeka kopiju.

\_\_\_\_\_

Pārdošanas datums

\_\_\_\_\_

Pārdevējs

Z.v.

Ražotājs:  
Pēc SIA "Passo International"  
pasūtījuma, zīmols "Beautyfor":  
Huayu Electric Equipment Factory  
No 155 Xinhua road, Huadou district  
Guangzhou, Guangdong, China

Izplatītājs:  
SIA "Passo International"  
Republikas laukums 3-24  
Rīga, LV-1010, Latvija  
  
tel. (+371) 67878628