

TERMO SEGA (HY-T014)



Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

1. LIETOŠANAS BRĪDINĀJUMI

- Aizliegts lietot bojātu ierīci. Pirms lietošanas jāpārlicinās, ka ierīce un ierīces barošanas vads nav bojāti.
- Ja barošanas vads ir bojāts, ir jāveic tā maiņa, to drīkst veikt ražotājs, ražotāja autorizētais apkalpošanas speciālists vai cita attiecīgi kvalificēta persona.
- Aizliegts atstāt strādājošu ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet ierīci, gulēšanas laikā.
- Pirms apkalpošanas, tīrīšanas un citām līdzīgām darbībām ierīce ir jāatslēdz no barošanas tīkla un jāgaida, kamēr tā atdzisīs.
- Lai izvairītos no ierīces pārkaršanas ierīci nedrīkst apsegt, kā arī, lai izvairītos no traumu un apdegumu rašanās, ir jāseko līdzi temperatūrai, ja pēc izjūtām temperatūra ir par augstu, tā ir jāsamazina.
- Ierīci aizliegts aiztikt ar mitrām rokām/priekšmetiem u.tml., kā arī žāvēt uz tās mitras rokas/priekšmetus u.tml.
- Ierīci var lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskām vai mentālām spējām, vai zināšanu, vai pieredzes trūkuma gadījumos ja viņi atrodas zem cilvēka uzraudzības, kurš ir atbildīgs par viņu drošību vai viņi bija apmacīti drošai ierīces lietošanai un saprot iespējamus draudus un bīstamību. Bērniem nav pieļauts spēlēt ar ierīci.
- Pirms aparāta lietošanas obligāti jāsaņem speciālista konsultācija.
- Ierīce nav piemērota sievietēm stāvoklī, bērniem, kā arī cilvēkiem, kuriem ir vidēja vai smaga angio/kardiopātija, sirdskaites, diabēts, hipertireoze, smaga anēmija, hipertenzija, sirds elektrostimulatori, ķirurģiski implantī, iekšējā asiņošana, infekcijas slimības, ādas jušanas traucējumi u.tml. ādas īpatnības, kā arī citas smagas slimības.

2. IERĪCES APRAKSTS

- Kosmētisko procedūru laikā tā ir paredzēta infrasarkanā starojuma iedarbības radīšanai.
- Siltuma iedarbība palīdz labāk uzsūkties un iedarboties kosmētiskiem līdzekļiem.
- Karstā ietīšana paplašina asinsvadus, stimulē asinscirkulāciju, palīdz izvadīt no organisma toksīnus, kā arī uzlabo imunitāti.
- Palīdz sašķelt un samazināt tauku šūnas un līdz ar to veicina novājšānu.

3. LIETOŠANA

- 3.1. Pārlicināties, ka ierīce un barošanas vads nav bojāti. Pieslēdziet ierīci pie barošanas avota.
- 3.2. Pārlicināties, ka ierīces sastāvdaļas ir pareizi un pilnīgi saslēgtas, tikai pēc tam pieslēdziet ierīci pie barošanas tīkla.

3.3. Pēc lietošanas pabeigšanas vispirms izslēdziet visas pogas un tikai pēc tam atvienojiet no barošanas tīkla. Pēc izmantošanas ļaujiet ierīcei atdzist.

3.4. Ierīces lietotājam ieteicams uzvilkt pidžamu. Lietotājam jāapguļas ērtā pozīcijā segas vidū, pēc tam tā jāaiztaisa, galvai jāpaliek ārpusē.

3.5. Ierīces darbības uzsākšanai izmantojiet pogas D (augšējai daļai) vai I (apakšējai daļai), šīs pašas pogas nospiežot, ierīces attiecīgā daļa pārstāj darboties.

3.6. Temperatūras kontrole ir sadalīta divās daļās attiecīgi – augšējā un apakšējā segas daļa. Augstākā iespējamā temperatūra ir 75°C. Parasti augšējās daļas temperatūra ir zemāka, nekā apakšējās daļas temperatūra. Temperatūras maiņai izmantojiet pogas C (augšējai daļai) un/vai H (apakšējai daļai), katras daļas temperatūru var paaugstināt, izmantojot pogu E, un samazināt, izmantojot pogu J. Pēc tam ierīce darbojas, kā iestatīta.

3.7. Laika kontrole, līdīgi kā temperatūras kontrole, ir sadalīta divās daļās attiecīgi – augšējā un apakšējā segas daļa. Laika maiņai izmantojiet pogu B (augšējā daļa) vai pogu G (apakšējā daļa), katras daļas darbības laiku var palielināt, izmantojot pogu E, un samazināt, izmantojot pogu J. Pēc tam ierīce darbojas, kā iestatīta.

Kopumā ir 10 iespējamās laika pozīcijas (kad tiek nospiesta poga E vai J vienu reizi, tiek iestatīta 1 pozīcija). Iestatījums no 1 līdz 9 ir iestatījums no 10 min līdz 90 min, viena pozīcija ir 10 min. Pozīcija 10 ir ilga laika iestatījums, kad poga tiek nospiesta desmito reizi, tiek iestatītas 9 stundas.

3.8. Ieteicamā lietošanas temperatūra ir 40-50 °C, taču temperatūru var pielāgot atbilstoši nepieciešamībai.

3.9. Pirms lietošanas ieteicams padzert siltu ūdeni, pēc lietošanas nav ieteicams ēst/dzert aukstus ēdienus/dzērienus.

3.10. Ieteicamais lietošanas biežums 3 līdz 5 reizes nedēļā, iekārtas lietošanas laikā ir jānosēd ķermenī ar divi vai jāuzvelk pidžama.

3.11. Iekārta jātīra ar sausu drānu, nedrīkst mazgāt ar šķidrumu.

4. TEHNISKIE PARAMETRI

Darbības spriegums: 220 V
Darbības frekvence: 50 Hz
Darbības jauda: 624 W
Nominālā strāva: 2,9 A
Izmēri: 190*90cm (±5cm)
Svars: 18,5kg (±1kg)

5. UTILIZĀCIJA

Elektroierīci nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nodot elektroierīci utilizācijas firmai, kuras nodarbojas ar elektroierīču utilizāciju.

6.GARANTIJA

•Šī garantija ir spēkā 6 mēnešus no pirkuma brīža kas norādīts garantijas sertifikātā un pirkuma čekā. Šajā laikā uzņēmums apņemas bez maksas novērst ierīces trūkumus vai samainīt daļas, kas rada darbības trūkumus.

•Garantija neattiecas: A – trūkumi ir izraisīti nepareizas lietošanas vai apkopes rezultātā, vai, ja materiālam ir parasts nodilums lietošanas rezultātā. B - ierīci sabojāja personas, kurām nav tiesību veikt remontu C – bojājumi radušies transportēšanas rezultātā, vai ierīce ir nejauši saplēsta.

•Atlīdzību vai nomaiņu, ko sedz garantija, veic tikai ražotājs vai pārdevējs, visas transporta izmaksas sedz pircējs.

•Bojājumu gadījumā, ierīcei pievienojiet pareizi aizpildītu garantijas sertifikātu un pirkuma čeka kopiju.

Pārdošanas datums

PārdevējsZ.v.

Ražotājs:
Pēc SIA "Passo International"
pasūtījuma, zīmols Beautyfor®:
Huayu Electric Equipment Factory
No 155 Xinhua road, Huadou district
Guangzhou, Guangdong, China

Izplatītājs:
SIA "Passo International"
Republikas laukums 3-24
Rīga, LV-1010, Latvija
tel. (+371) 67878628