

Meliseptol® RAPID

Gatavs lietošanai, ātras iedarbības alkohola bāzēts dezinfekcijas līdzeklis medicīniskam aprīkojumam, gultām, madraču pārvalkiem, procedūru krēsliem un citām alkoholu rezistentām virsmām ārstu praksēs vietās un slimnīcās. Meliseptol Rapid izmanto visur, kur ir nepieciešama ātra un efektīva virsmu dezinfekcija.

Sastāvs: 100g šķīduma satur: 1-Propanolu 50.0 g

Didecil-dimetil-amonijahlorīdu 0.075g + smaržvielas

Iedarbības spektrs 1 minūtes laikā :

- baktericīds
- tuberkuloģīds
- fungicīds
- vīrusu inaktivējoša darbība, ieskaitot hepatīta B vīrusu, adenovīrusu, rotavīrusu, lipofīlos vīrusus un HIV.

PIELIETOŠANA:

Apstrādājamās virsmas apsmidzināt līdz tās ir pilnīgi mitras. Šķīdums lietojams neatšķaidīts. Ekspozīcijas laiks: līdz 1 minūtei. Vietās, kur nepieciešams, lai produkts būtu iedarbīgs arī pret Popa-vīrusu, ekspozīcijas laiks jāpalielina līdz 5 minūtēm.

PIEZĪMES:

! Alkoholjūtīgiem materiāliem ieteicams pārbaudīt materiāla izturību pret Meliseptol rapid.

! Elektroniskā aparatūra pirms dezinficēšanas jāizslēdz, ja tas nav iespējams – jāievēro maksimāla piesardzība, lai aparatūra, smidzināšanas laikā netiktu slēgta.

! Karstas virsmas pirms dezinficēšanas ir jāatdzesē.

Uzglabāšana:

Tukšos Meliseptola traukus var izmantot atkārtoti.

Viegli uzliesmojošs. Trauku turēt noslēgtu. Nesmēķēt. Uglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Ķīmio-fizikālās īpašības:

Izskats - dzidrs, bezkrāsains šķīdums

Aromāts - viegla citrusu

pH - apm 7.0

Uzliesmo - +31 °C saskaņā ar DIN 51 755